

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

RS890	Tavolino da letto 2 piani – Sollevamento automatico
--------------	--

Destinazione d'uso

I tavolini da letto MOPEDIA sono destinati principalmente a pazienti allettati ove si prevede il consumo dei pasti a letto o in poltrona.

Caratteristiche principali

Tavolino a due piani realizzati con la struttura in acciaio e piano laminato. Bordo antiurto in polietilene. Regolabile in altezza ed inclinazione. Sollevamento automatico. Colori disponibili: Marrone Naturale, Marrone Scuro

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31220
Codice di classificazione EMDN - CND	Y1803
Repertorio dei Dispositivi Medici	2234337

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Piano	Laminato plastico
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

DIMENSIONI

Piano grande	56 x 38,5 Cm
Piano piccolo	20 x 38,5 Cm
Altezza	74 – 119 Cm
Diametro ruote	5 Cm
Altezza da terra della base	9 Cm

DIMENSIONI	
Portata	20 Kg
Peso prodotto	11 Kg
VARIANTI	
RS890M – Colore Marrone scuro	RS890N – Colore Marrone Naturale