

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 18.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RS891	Tavolino da letto 1 piano – Sollevamento automatico
-------	---

Destinazione d'uso

I tavolini da letto MOPEDIA sono destinati principalmente a pazienti allettati ove si prevede il consumo dei pasti a letto o in poltrona.

Caratteristiche principali

Tavolino a un piano realizzato con la struttura in acciaio e piano laminato. Bordo antiurto in polietilene. Regolabile in altezza ed inclinazione. Sollevamento automatico. Colori disponibili: Marrone Naturale, Marrone Scuro

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31220
Codice di classificazione EMDN - CND	Y1803
Repertorio dei Dispositivi Medici	2234352

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Piano	Laminato plastico
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

DIMENSIONI

Piano	80 x 38,5 Cm
Altezza	78 – 110 Cm
Diametro ruote	5 Cm
Altezza da terra della base	9 Cm

DIMENSIONI	
Portata	20 Kg
Peso prodotto	11 Kg
VARIANTI	
RS891M – Colore Marrone scuro	RS891N – Colore Marrone Naturale