

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 05 – 26.06.2026

RS919	Sedile per doccia da parete
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio per doccia per seduta.	
Caratteristiche principali	
Sedile per doccia costruito in acciaio verniciato, sedile in polipropilene, materiali interamente antiruggine. Installabili a parete e ribaltabili per salvare spazio. Versione con o senza appoggio al terreno.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND – EMDN	Y093303
Repertorio dei Dispositivi Medici	499150
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso MAX	100 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Acciaio
Sedile	Polipropilene

DIMENSIONI

RS919

DIMENSIONI:

 L: 51 CM  P: 43 CM  H: 45+60 CM

SEDUTA:

51 X 30 X 8 CM

DIMENSIONI PLACCA DI FISSAGGIO 33 X 15 X 0,6 CM



PORTATA MASSIMA:

100 KG