

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 23.06.2016	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RS921-2	Sedile per vasca bagno
---------	------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per vasca da bagno per seduta.

Caratteristiche principali

Sedile per vasca da bagno costruito in acciaio cromato, sedile in legno, materiali interamente antiruggine. Versione con o senza schienale.

Immagine prodotto



RS921



RS922

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND	Y093303
Repertorio dei Dispositivi Medici	124273, RS921 – 499177, RS922

CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolazione larghezza	53 – 71 Cm
Peso Max	100 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Sedile	Legno

DIMENSIONI

Larghezza supporti	28 Cm
Altezza schienale (dove previsto)	32 Cm
Peso	2,0 Kg – 2,5 Kg (Con schienale)

VARIANTI

RS921	Senza schienale
RS922	Con Schienale