

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

RS923-5	Sedile per vasca bagno
----------------	-------------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per vasca da bagno per seduta.

Caratteristiche principali

Sedile per vasca da bagno costruito in acciaio cromato, sedile in moplen, materiali interamente antiruggine. Versione con o senza schienale.

Immagine prodotto



RS923

RS925

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND	Y093303
Repertorio dei Dispositivi Medici	124275, RS923 – 499174, RS925
Codice nomenclatore	-
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182

CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolazione larghezza	53 – 71 Cm
Peso Max	100 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio cromato
Sedile	Moplen

DIMENSIONI	
Larghezza supporti	28 Cm
Altezza schienale (dove previsto)	32 Cm
Peso	2,0 Kg – 2,5 Kg (Con schienale)
VARIANTI	
RS923	Senza schienale
RS925	Con Schienale