

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 08 – 26.06.2026

RS936	Sedile per vasca bagno
--------------	-------------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per vasca da bagno per seduta.

Caratteristiche principali

Sedile per vasca da bagno girevole a 360°, struttura in acciaio, seduta in polipropilene. Due battute laterali di sicurezza

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34936
Codice di classificazione CND	Y093303
Repertorio dei Dispositivi Medici	2369840
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.33.03.015

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato.	120 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Seduta	Polipropilene

DIMENSIONI	
Dimensione sedile	40 x 35 Cm
 L: 74 CM  P: 50,5 CM  H: 52,5 CM  PESO: 5 KG  PORTATA MASSIMA: 120 KG	