


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

RS939	Sedia per doccia e WC
<i>Destinazione d'uso</i>	
Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Sedia per doccia e WC leggera e versatile. Struttura interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica. Seduta imbottita in PU (poliuretano) schienale in rete di nylon. Seduta con apertura centrale per consentire l'utilizzo del secchio. Pedana ribaltabile.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	1754626
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	100 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Seduta	Poliuretano
Schienale	Nylon

DIMENSIONI



* Le misure possono variare di $\pm 0,5$ cm