

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 08 – 26.06.2026 |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| <b>RS940</b> | <b>Sedia comoda per doccia</b> |
|--------------|--------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Sedia per doccia e per bagno resistente ad acqua, umidità e detergenti. Struttura totalmente in alluminio anodizzato con supporti in acciaio inox, braccioli ribaltabili, pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza. Sedile e schienale imbottiti idrorepellenti in PVC termosaldato. 4 ruote piroettanti di cui le anteriori con freno Ø da 10cm.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>Fabbricante</b>                         | MORETTI S.P.A. |
| <b>Paese di produzione</b>                 | CINA           |
| <b>Classe di dispositivo</b>               | Classe I       |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b>      | 40539          |
| <b>Codice di classificazione CND</b>       | Y091203        |
| <b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>   | 27630          |
| <b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>       | 09.12.03.003   |
| <b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b> | 09.12.03.006   |
| <b>Norma tecnica di riferimento</b>        | UNI EN 12182   |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Peso Max supportato.</b> | 110 Kg                                     |
| <b>Confezionamento</b>      | Polietilene stampato / Scatola di Cartone. |

**MATERIALI PRINCIPALI**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Struttura</b> | Alluminio anodizzato |
| <b>Seduta</b>    | PVC                  |

| DIMENSIONI           |            |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |     |      |
|----------------------|------------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|-----|------|
| Larghezza seduta     | 41 Cm      |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |     |      |
| Ingombro massimo     | 90 x 57 Cm |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |     |      |
| Peso                 | 9,5 Kg     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |     |      |
| Diametro ruote       | 10 Cm      |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |     |      |
| Spessore imbottitura | 5,5 Cm     |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |     |      |
| Foro seduta          | 22 Cm      |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |     |      |
| Misure in CM         |            |    |    |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |     |      |
| RS940                | 90         | 59 | 41 | 95 | 73 | 50 | 38÷43 | 41 | 40 | 57 | 9,5  | 10 | 10 | 110 | 1 Pz |
| RS941                | 106        | 81 |    | 96 | 68 | 48 |       |    | 41 | 65 | 14,5 | 62 | 20 |     |      |