

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

RS941	Sedia comoda per doccia ad auto spinta
Destinazione d'uso	
Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione	
Caratteristiche principali	
Sedia per doccia e per bagno ad auto spinta, resistente ad acqua, umidità e detergenti, struttura totalmente in alluminio anodizzato supporti in acciaio inox, braccioli ribaltabili, pedane poggiapiedi in alluminio ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza. Sedile e schienale imbottiti idrorepellenti in PVC termosaldato. Dotata di freni stabilizzanti.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	40539
Codice di classificazione CND	Y091203
Repertorio dei Dispositivi Medici	27637
Codice nomenclatore DM 332/99	09.12.03.003 + 09.12.03.103
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.012
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso Max supportato.	110 Kg
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	Alluminio
Seduta	PVC

DIMENSIONI															
Larghezza seduta								41 Cm							
Ingombro massimo								106 x 65 Cm							
Peso								14,5 Kg							
Diametro ruote								62 Cm / 12 Cm							
Spessore imbottitura								5,5 Cm							
Foro seduta								22 Cm							
Misure in CM															
RS940	90	59	41	95	73	50	38÷43	41	40	57	9,5	10	10	110	1 Pz
RS941	106	81		96	68	48			41	65	14,5	62	20		