

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

RS95x	Maniglioni ed impugnature da bagno				
Destinazione d'uso					
Dispositivo per il bagno destinato ad aiutare persone con difficoltà motoria.					
Caratteristiche principali					
Le impugnature e la maniglia ribaltabile da muro della linea Mopedia by Moretti sono un dispositivo creato per persone con difficoltà motorie e consentono al paziente di alzarsi e di sedersi sul wc più facilmente. Struttura in tubo di acciaio verniciato. Diametro 25mm per le impugnature o 36mm per il maniglione. Piastre di fissaggio a parete. Utilizzabili sia orizzontali che verticali.					
Immagine prodotto					
					
RIFERIMENTI FABBRICANTE					
Fabbricante		MORETTI S.P.A.			
Paese di produzione		CINA			
Classe di dispositivo		Classe I			
Codice di classificazione GMDN		35584			
Codice di classificazione EMDN - CND		Y093399			
MATERIALI PRINCIPALI					
Struttura		Acciaio			
VARIANTI					
RS950 – Diametro 25 mm Lunghezza 30 cm		RS951 – Diametro 25 mm Lunghezza 40 cm			
RS952 – Diametro 25 mm Lunghezza 45 cm		RS953 – Diametro 25 mm Lunghezza 60 cm			
RS954 – Diametro 25 mm Lunghezza 80 cm					
DIMENSIONI					
Codici prodotto	RS954	RS953	RS952	RS951	RS950
Riferimenti					
RDM	1035946	1063393	1011708	1011707	1011686
Dimensione					
 L:	80 cm	60 cm	45 cm	40 cm	30 cm
	2,6 cm				