

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

RS963	Maniglione da bagno ribaltabile
--------------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per il bagno destinato ad aiutare persone con difficoltà motoria.

Caratteristiche principali

Il maniglione ribaltabile da muro della linea Mopedia by Moretti è un dispositivo creato per persone con difficoltà motorie e consentono al paziente di alzarsi e di sedersi sul wc più facilmente. Il maniglione ribaltabile ha una struttura in tubo di acciaio verniciato diametro 2,5 cm con piastra di fissaggio a parete.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35584
Codice di classificazione EMDN - CND	Y093399
Repertorio dei Dispositivi Medici	2544659

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo centrale	Acciaio Verniciato
----------------------	--------------------

DIMENSIONI

Lunghezza maniglione	70 Cm
Altezza maniglione	20 Cm
Dimensioni supporto	20 x 10 Cm
Diametro Tubo	2,5 Cm
Peso	2 Kg
Peso Max supportabile	80 Kg