

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
Rev. 03 – 26.06.2026	

RS975-xx	Maniglioni di sicurezza per bagno e vasca - Holdy
----------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per il bagno destinato ad aiutare persone con difficoltà motoria.


Caratteristiche principali

Le maniglie bagno a ventosa sono progettate per essere utilizzate solo su superfici lisce e non porose. Realizzate in ABS con ventose in PVC, si montano senza effettuare fori; possono essere spostate in qualunque momento e permettono di seguire l'evoluzione delle patologie. Utilizzabili sia verticale che orizzontale che ad angolo. Le impugnature da muro della linea Mopedia by Moretti sono un dispositivo creato per persone con difficoltà motorie e consentono al paziente di alzarsi e di sedersi sul wc più facilmente.


Immagine prodotto

In ABS a ventosa - Da muro

Holdy



Cod. prodotto **RS975-36**



Cod. prodotto **RS975-50**



Cod. prodotto **RS975-63**



Cod. prodotto **RS975-90**

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35584
Codice di classificazione CND	Y093399
Repertorio dei Dispositivi Medici	1352868

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo centrale	PVC
Parte terminale	ABS

DIMENSIONI E PESO

Codici prodotto	RS975-36	RS975-50	RS975-63	RS975-90
Riferimenti				
RDM	1352868			
Dimensione				
 L:	36 cm	50 cm	63 cm	90 cm
 P:	11 cm			
 H:	9,5 cm			
	3,5 cm (tubo)			
D:	17,5 cm	31 cm	17,5 cm	31 cm
I:	11 cm	24,5 cm	11 cm	24,5 cm
 Portata MAX	55 Kg (trazione orizzontale/verticale) 40 Kg (trazione angolare)		70 Kg (trazione orizzontale/verticale) 40 Kg (trazione angolare)	