

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 27.06.2016	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

RS97x/xx	Maniglioni da bagno
-----------------	----------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo per il bagno destinato ad aiutare persone con difficoltà motoria.

Caratteristiche principali

Le impugnature da muro della linea Mopedia by Moretti sono un dispositivo creato per persone con difficoltà motorie e consentono al paziente di alzarsi e di sedersi sul wc più facilmente. Le impugnature hanno la struttura in tubo in PVC estruso con le parte terminali in ABS stampato. Due diametri disponibili i **Ø 32mm o 36mm**. Piastre di fissaggio a parete. Utilizzabili sia orizzontali che verticali.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>TAIWAN</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>35584</i>
Codice di classificazione CND	<i>Y093399</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>425694</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo centrale	<i>PVC</i>
Parte terminale	<i>ABS</i>

VARIANTI

RS972/30 – Diametro 36 mm Lunghezza 30 cm	RS972/45 – Diametro 36 mm Lunghezza 45 cm
RS972/60 – Diametro 36 mm Lunghezza 60 cm	