

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 26.06.2026

RS97x/xx	Maniglioni da bagno
<i>Destinazione d'uso</i>	
Dispositivo per il bagno destinato ad aiutare persone con difficoltà motoria.	
Caratteristiche principali	
Le impugnature da muro della linea Mopedia by Moretti sono un dispositivo creato per persone con difficoltà motorie e consentono al paziente di alzarsi e di sedersi sul wc più facilmente. Le impugnature hanno la struttura in tubo in PVC estruso con le parte terminali in ABS stampato. Due diametri disponibili i Ø 32mm o 36mm . Piastre di fissaggio a parete. Utilizzabili sia orizzontali che verticali.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35584
Codice di classificazione CND	Y093399
Repertorio dei Dispositivi Medici	425694
MATERIALI PRINCIPALI	
Tubo centrale	PVC
Parte terminale	ABS
VARIANTI	
RS972/30 – Diametro 36 mm Lunghezza 30 cm	RS972/45 – Diametro 36 mm Lunghezza 45 cm
RS972/60 – Diametro 36 mm Lunghezza 60 cm	