

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 05.10.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RS988	Vassoi per disabili
-------	---------------------

Destinazione d'uso

Vassoio da letto destinato principalmente a persone con difficoltà motorie, in particolare allettate, per il consumo dei pasti a letto o in poltrona. Utilizzabile sia in ambito ospedaliero sia domiciliare.

Caratteristiche principali

Vassoio con telaio in acciaio verniciato e gambe pieghevoli, piano in laminato antigraffio.
Colori disponibili: Marrone Naturale, Marrone Scuro.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Conformità CE	MDR 2017/745
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182:2001
Codice di classificazione GMDN	31220
Codice di classificazione CND	Y1803
Repertorio dei Dispositivi Medici RDM	3091830

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
-----------------	--

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Piano	Laminato antigraffio
Bordo di contenimento	Polipropilene
Bordo antiurto e antitaglio	Polietilene

VARIANTI	
RS988x	<i>Da letto fisso</i>
X = COLORE	<i>M – Marrone scuro N – Marrone naturale</i>
DIMENSIONI	
Piani fissi	<i>60,5 x 39 Cm</i>
Altezza	<i>24 Cm</i>
Peso	<i>2.5 Kg</i>
Portata Massima	<i>5 Kg</i>
CODICI	
RS988N	RS988M