

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 05 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

RS9xxx	Vassoi per disabili
--------	---------------------

Destinazione d'uso

Vassoi per persone disabili

Caratteristiche principali

Vassoi realizzati con la struttura in acciaio e piano laminato. Versione con o senza ruote, uno o due piani. Colori disponibili : Marrone Naturale, Marrone Scuro

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31220
Codice di classificazione CND	Y1803
Repertorio dei Dispositivi Medici	124322

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.
-----------------	--

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Piano	Laminato plastico

VARIANTI	
RS990x	<i>Da letto pieghevole</i>
RS988x	<i>Da letto fisso</i>
RS992x	<i>Su ruote due piani elevazione manuale</i>
RS997x	<i>Su ruote un piano elevazione a molla</i>
X = COLORE	M – Marrone scuro N – Marrone naturale
DIMENSIONI PIANI	
Piani fissi	60,5 x 39 Cm
Piano unico su ruote	38,5 x 76,5 Cm
Piano grande su ruote	38,5 x 60,5 Cm
Piano piccolo su ruote	20 x 38,5 Cm
ALTEZZE	
Piani fissi	24 Cm
Su ruote piano unico	78 – 110 Cm
Su ruote doppio piano	80 – 117 Cm
CODICI	
RS988N	RS988M
RS990N	RS990M
RS992N	RS992M
RS997N	RS997M