

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.20264

SC120	Scarpa post-operatoria apertura totale
Destinazione d'uso	
Le calzature ortopediche MOPEDIA sono indicate per la protezione del piede nel quadro di un trattamento conservativo, post-operatorio e/o preventivo.	
Caratteristiche principali	
Scarpa post-operatoria ad apertura totale a pantofola a chiusura regolabile. Chiusure in velcro Apertura posteriore.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13576
Codice di classificazione EMDN – CND	Y061203
Repertorio Dispositivi Medici	2545760
MATERIALI PRINCIPALI	
Suola	EVA
Velcro	Poliestere
Rifiniture	Nylon
Interno	Poliestere
VARIANTI	
SC120-XS Misura 35/36	SC120-S Misura 37/38
SC120-M Misura 39/40	SC120-L Misura 41/42
SC120-XL Misura 43/44	SC120-XXL Misura 45/46