

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.20264

SC210	Scarpe fisiologiche elasticizzate ad apertura totale
Destinazione d'uso	
Le calzature ortopediche MOPEDIA sono indicate per la protezione del piede nel quadro di un trattamento conservativo, post-operatorio e/o preventivo.	
Caratteristiche principali	
Scarpe fisiologiche in materiale elasticizzato. Apertura totale. Chiusura a velcro. Retropiede regolabile. Vendita a Paio.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	13576
Codice di classificazione EMDN – CND	Y061203
Repertorio Dispositivi Medici	2545774
MATERIALI PRINCIPALI	
Suola	EVA
Velcro	Poliestere
Rifiniture	Nylon
Interno	Poliestere
VARIANTI	
SC210-35	SC210-36
SC210-37	SC210-38
SC210-39	SC210-40
SC210-41	SC210-42
SC210-43	SC210-44
SC210-45	