

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

ST327	Cuscino ad acqua LEVITAS c/foro
--------------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto, sedie a rotelle o similare per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito.

Caratteristiche principali

Questo cuscino ideale per la cura delle piaghe da decubito è realizzato in PVC elettrosaldato, garantendo così la massima tenuta. E' dotato di soffietti all'interno per evitare il flottaggio dell'acqua. E' corredato da un tubo di riempimento e da un particolare disinfettante monouso per l'acqua. Di semplice utilizzo per il paziente, si pulisce con acqua e sapone

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	47477
Codice di classificazione CND	Y033303
Repertorio Dispositivi Medici	2307424

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	PVC K80 Spessore 4/10 mm
Dimensioni	45 x 50
Peso	400 / 450 Gr
Peso Max	90 Kg

VARIANTI

ST327 – Cuscino ad acqua 45 x 50Cm con foro	ST328 – Cuscino ad acqua 45 x 50Cm
--	---