

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

ST328	Cuscino ad acqua LEVITAS
Destinazione d'uso	
Dispositivo per uso domiciliare ed ospedaliero, per uso sul letto, sedie a rotelle o similare per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito.	
Caratteristiche principali	
Questo cuscino ideale per la cura delle piaghe da decubito è realizzato in PVC elettrosaldato, garantendo così la massima tenuta. E' dotato di soffietti all'interno per evitare il flottaggio dell'acqua. E' corredato da un tubo di riempimento e da un particolare disinfettante monouso per l'acqua. Di semplice utilizzo per il paziente, si pulisce con acqua e sapone	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	47477
Codice di classificazione CND	V080399
Repertorio Dispositivi Medici	2307426
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Composizione	PVC K80 Spessore 4/10 mm
Dimensioni	45 x 50
Peso	400 / 450 Gr
Peso Max	90 Kg
VARIANTI	
ST327 – Cuscino ad acqua 45 x 50Cm con foro	ST328 – Cuscino ad acqua 45 x 50Cm