

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

ST345	Cuscino a cuneo Memory - SINFONIA
-------	-----------------------------------

Destinazione d'uso

Cuscino non antidecubito per alleviare la seduta dei pazienti.

Caratteristiche principali

Cuscino a cuneo in memory foam che consente di mantenere la colonna vertebrale in equilibrio e nella sua forma ad "S" naturale. La forma particolare a cuneo spinge il bacino in avanti favorendo la distribuzione uniforme del peso su tutta la superficie di seduta e contribuendo a mantenere la curva naturale della colonna così da ottenere un a posizione di seduta più confortevole tale da contribuire a ridurre fatica e stress.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41571
Codice di classificazione CND	V0803
Numero RDM	1209383

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Composizione interna	Poliuretano
Rivestimento	Polistesere

MISURE

Larghezza	41 Cm
Profondità	41 Cm
Altezza	7,5 – 3 Cm