

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

ST346	Cuscino lombare Memory - SINFONIA
-------	-----------------------------------

Destinazione d'uso

Cuscino non antidecubito per alleviare la seduta dei pazienti.

Caratteristiche principali

Cuscino lombare ideale per viaggiare o lavorare. Realizzato in poliuretano stampato e non tagliato. Si utilizza tra lo schienale della seduta e la zona lombare per dare supporto alla schiena e contribuire a mantenere una corretta postura. Utile per ridurre il mal di schiena quando si sta seduti o alla guida per un lungo periodo. Completo di cinturino regolabile. Adatto ad essere usato come cuscinetto per lordosi nelle carrozzine.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41571
Codice di classificazione CND	V0803
Numero RDM	1209381
Codice DPCM 12.01.2017	12.22.91.712

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Composizione interna	Poliuretano
Rivestimento	Poliestere

MISURE

Larghezza	33 Cm
Profondità	35 Cm
Altezza	9 – 3 Cm