

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 26.06.2026	Modulo STD
--------------------------------------	----------------------	-------------------

ST350	Cuscino mezzo cilindro Memory - SINFONIA
--------------	---

Destinazione d'uso

Cuscino non antidecubito per alleviare la seduta dei pazienti.

Caratteristiche principali

Cuscino multiuso in memory foam. Grazie alla sua forma e alla disponibilità in due lunghezze, può essere utilizzato dietro la schiena, come supporto per la zona lombare, sotto la testa per sostenere la zona cervicale, sotto le ginocchia per dare sollievo alle gambe mentre si sta seduti o si è distesi a letto o sotto i talloni per evitare piaghe e talloniti. Completo di fodera lavabile in poliestere.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41571
Codice di classificazione EMDN - CND	V080302
Numero RDM	3026764

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Composizione interna	Poliuretano
Rivestimento	Poliestere

VARIANTI E MISURE

ST350L	50x20x10 Cm
ST350S	35x20x10 Cm