

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

ST360	Cuscino cervicale Memory - SINFONIA
-------	-------------------------------------

Destinazione d'uso

Cuscino non antidecubito per alleviare la seduta o il riposo dei pazienti.

Caratteristiche principali

Cuscino cervicale stampato in memory foam che si modella alla forma della testa e del collo, creando un supporto perfetto e distribuendo uniformemente la pressione così da garantire una corretta postura della colonna vertebrale durante il sonno alleviando la pressione sul collo e offrendo sollievo alle spalle. Indicato in caso di mal di testa, dolore al collo, dolore alla spalla e insonnia. Completo di fodero completamente removibile.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41571
Codice di classificazione CND	V0803
Numero RDM	1209372

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE

Composizione interna	Poliuretano
Rivestimento	Poliestere

MISURE

Larghezza	60 Cm
Profondità	30 Cm
Altezza	9 – 11 Cm