

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

ST363	Cuscino stampato per C-PAP
--------------	-----------------------------------

Destinazione d'uso

Cuscino non antidecubito per alleviare la seduta o il riposo dei pazienti.

Caratteristiche principali

Cuscino in PU Memory Foam per maschere (NIV, C-PAP) è possibile dormire comodamente sia supini che sul fianco grazie alla sua forma anatomica. La confortevole imbottitura in schiuma poliuretanica in Memory Foam e la fodera di soffice cotone naturale consentono di appoggiare la testa su un materiale morbido in grado di adattarsi naturalmente alla sua conformazione. Il cuscino per maschere riduce il rischio di perdite d'aria dovute al suo appoggio sul cuscino; sostiene la testa, il collo e le spalle, fornendo al contempo un corretto posizionamento del tratto respiratorio riducendo la possibilità di apnee posturali e di migliorare la qualità del sonno.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41571
Codice di classificazione CND	V0803
Repertorio dei Dispositivi Medici	1442401

MATERIALI

Composizione interna	Poliuretano espanso 100%
Rivestimento	Cotone 100%

DIMENSIONI

ST363	LxPxH_ - 550 mm x 370 mm x 70/120 mm
--------------	--------------------------------------