

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

ST380	Cuscino collare da viaggio - SINFONIA
-------	---------------------------------------

Destinazione d'uso

Cuscino non antidecubito per alleviare la seduta dei pazienti.

Caratteristiche principali

Cuscino a collare da viaggio in Polyfoam 110gr, grazie alla forma arrotondata fornisce un sostegno supplementare al collo. Ideale in presenza di patologie cervicali neurologiche, procura sollievo alle tensioni muscolari della zona cervicale, ideale in viaggio, per leggere stando seduti o a letto.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41571
Codice di classificazione CND	V0803
Numero RDM	2030021

MATERIALI

Composizione interna	Polyfoam 110 Gr
Rivestimento	Poliestere

MISURE

Larghezza	36 Cm
Profondità	27 Cm
Altezza	10 Cm