

ST390

Cuscino per gonfiabile peer posizionamento paziente

Destinazione d'uso

Cuscino non antidecubito per il posizionamento dei pazienti.

Caratteristiche principali

Grazie alla forma semicircolare facilita le manovre di rotazione del paziente, tramite le due maniglie laterali, e allevia lo sforzo alla schiena dell'operatore. Morbido e confortevole. Dotato di pompa per il gonfiaggio. Completo di rivestimento di poliestere sfoderabile e lavabile.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41571
Codice di classificazione CND	V080302
Numero RDM	2409795

MATERIALI

Composizione interna	PVC
Rivestimento	Poliestere

MISURE

Larghezza	49 Cm
Profondità	40 Cm
Altezza	15 Cm