

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 03 – 26.06.2026

ST586	Incentivatore della respirazione
--------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per l'incentivazione della respirazione

Caratteristiche principali

Sistema innovativo per incentivare la respirazione mediante l'inspirazione. E' composto da una base e da un corpo a tre camere con all'interno tre sfere di colore e peso diversi. Mediante l'inspirazione le tre sfere si sollevano di un livello proporzionale alla forza dell'inspirazione realizzata.

La possibilità di vedere il movimento delle tre sfere permette di quantificare lo sforzo esercitato e di constatare la reale efficacia dell'esercizio indicato dal medico curante. Smontabile per una più facile pulizia

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	ITALIA
Codice GMDN	31266
Codice CND	Y030327
Classe di dispositivo	Classe I

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Copolimero e polistirene
Boccaglio	Polietilene
Base e sfere	Polipropilene atossico

VOLUMI

Sfera Rossa	600 cc/s
Sfera Gialla	900 cc/s
Sfera Verde	1200 cc/s