

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

ST709	Cuscino anatomico in schiuma viscoelastica
--------------	---

Destinazione d'uso

Dispositivo per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito.

Caratteristiche principali

L'interno è composto da una base rigida in schiuma di polietilene espanso, una lastra di forma anatomica in poliuretano espanso densità 50kg/m3 incollata sulla base e una lastra superiore in schiuma viscoelastica a memoria di forma densità 55kg/m3 incollata sulla precedente

Il fodero di rivestimento è composto da: per la parte superiore a contatto con l'utente: in microfibra, tessuto traspirante e bi elastico; per la parte inferiore a contatto con la carrozzina: Tessuto antiscivolo

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35545
Codice di classificazione CND	Y033303
Codice nomenclatore	03.33.03.009

MATERIALI PRINCIPALI

Interno	Schiuma viscoelastico
Esterno	Microfibra di Poliamide

VARIANTI

ST709/40	40 x 40 x 7,5 Cm Peso 700 g
ST709/42	42 x 42 x 7,5 Cm Peso 800 g
ST709/44	44 x 44 x 7,5 Cm Peso 900 g
ST709/46	46 x 46 x 7,5 Cm Peso 1000 g
ST709/48	48 x 48 x 7,5 Cm Peso 1050 g
ST709/50	50 x 50 x 7,5 Cm Peso 1100 g