


SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

ST711/x	Cuscino a fluidi automodellanti
Destinazione d'uso	
Dispositivo per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito.	

Caratteristiche principali
Cuscino antidecubito con sponde laterali e base preformata. Base in Memory Foam di densità 620g, sagomato sulla parte frontale per rendere più confortevole la seduta e l'appoggio di cosce e sedere. Dotato di uno strato in gel sul punto di seduta che contribuisce allo scarico della pressione della schiena e a mantenere una temperatura leggermente inferiore e più confortevole. Fodero in PU, amovibile con una zip su 3 lati, e dotato di uno strato inferiore antiscivolo.

Immagine prodotto


RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35545
Codice di classificazione CND	Y033303
Repertorio Dispositivi Medici	2052200
Codice nomenclatore DM 332/99	03.33.03.012 Riconducibile
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	04.33.03.012 Riconducibile

MATERIALI PRINCIPALI	
Interno	Memory FOAM – Densità 620Gr e Gel
Esterno	PU

VARIANTI E DIMENSIONI					
Codici prodotto	ST711/1	ST711/2	ST711/3	ST711/4	ST711/5
 L:	400 mm	430 mm	460 mm	500 mm	500 mm
 P:	400 mm	430 mm	400 mm	400 mm	460 mm
 H:	70 mm				

