

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 06 – 26.06.2026

ST712/xx	Cuscino in gel fluido
Destinazione d'uso	
Dispositivo per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito.	
Caratteristiche principali	
Il cuscino moderatamente alto permette al paziente una buona stabilità dovuta allo studio di una perfetta viscosità del gel fluido e della lastra in poliuretano espanso in esso contenuta. Si adegua particolarmente alle forme permettendo un ottimale scarico dei pesi. Nell'interno una membrana di PVC da 400 micron contiene una lastra di poliuretano espanso a alta resilienza immerso in una soluzione di glicole propilenico.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	35229
Codice di classificazione CND	Y033303
Codice nomenclatore DM 332/99	03.33.03.006
MATERIALI PRINCIPALI	
Interno	PVC
Esterno	Microfibra accoppiata 100% Poliestere
MISURE	
ST712/40	40 x 40 x 4 Cm Peso 4,3 Kg
ST712/42	42 x 42 x 4 Cm Peso 4,8 Kg
ST712/45	45 x 45 x 4 Cm Peso 5,5 Kg