

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 02 – 26.06.2026 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ST716</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Cuscino in viscoelastico compatto</b>             |
| <i>Destinazione d'uso</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| Dispositivo per il sollievo e la prevenzione delle piaghe da decubito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| <b>Caratteristiche principali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| I cuscini ST716 sono composti da una base in poliuretano espanso e da una lastra in viscoelastico compatto. Rivestimento ermeticamente chiuso, parte superiore a contatto con l'utente, in Hightex, tessuto in microfibra Accoppiata 100% poliestere; parte inferiore in tessuto antiscivolo. Lavabile a mano o in lavatrice con saponi neutri temperatura massima 60° C. |                                                      |
| <b>Immagine prodotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| <b>RIFERIMENTI FABBRICANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| <b>Fabbricante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MORETTI S.P.A.                                       |
| <b>Paese di produzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ITALIA                                               |
| <b>Classe di dispositivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Classe I                                             |
| <b>Codice di classificazione GMDN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35545                                                |
| <b>Codice di classificazione CND</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y033303                                              |
| <b>Codice nomenclatore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03.33.03.009                                         |
| <b>MATERIALI PRINCIPALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| <b>Interno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Viscoelastico all'interno di membrana in Poliuretano |
| <b>Esterno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Microfibra di Poliamide                              |
| <b>VARIANTI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| <b>ST716/40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40 x 40 x 4,5 Cm Peso 1,8 Kg                         |
| <b>ST716/43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43 x 43 x 4,5 Cm Peso 1,8 Kg                         |
| <b>ST716/46</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 x 44 x 4,5 Cm Peso 1,8 Kg                         |