

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 03.09.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

AU30x	Puntali
-------	---------

Destinazione d'uso

Punta terminale per bastoni da deambulazione, stampelle e grucce.

Caratteristiche principali

Puntali in gomma con base appesantita o con inclinazione assistita da molla interna o con luce intermittente.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	15702
Codice di classificazione CND	Y1299
Conformità CE	MDR 2017/745 (AU301-AU302)
Numero di Repertorio (RDM)	3076030 (AU301)
	3076035 (AU302)
	1435553 (AU303-AU304)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Blister singolo
Diametro	18-19 mm
Puntali	Gomma Antiscivolo

PRODOTTI

AU301	Puntale base larga in gomma
AU302	Puntale base larga oscillante
AU303	Puntale con luce led
AU304	Puntale a base larga con luce led