

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 16.06.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

BCA114	Materasso per barella da corsia BC100.
--------	--

**Destinazione d'uso**

Accessorio da applicare sulla barella da corsia BC100 destinata al trasferimento dei pazienti in ambito sanitario.

**Caratteristiche principali**

Materasso in poliuretano espanso ignifugo, densità 30, spessore 7 cm. Fodero Ignifugo in poliestere e poliuretano, bielastico, traspirante, impermeabile, anti-batterico, lavabile a 95°, cerniera su 3 lati.

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	ITALIA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	35892
<b>Codice di classificazione EMDN – CND</b>	V08050101
<b>Repertorio dei Dispositivi Medici</b>	2436792

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Esterno</b>	42% Poliestere e 58% Poliuretano
<b>Peso Fodero</b>	Peso: 125 gr/m2 +/- 10 gr/m2
<b>Peso imbottitura</b>	3,6 Kg
<b>Resistenza al fuoco</b>	Materiali 1IM