

BLC251

Bilancia solleva malati

Destinazione d'uso

Dispositivo medico per la misurazione del peso corporeo di pazienti con mobilità ridotta, posizionati in un'imbracatura collegata a un sistema di sollevamento. Destinato all'uso da parte di professionisti sanitari per la diagnosi e il monitoraggio di problemi legati al peso.

Caratteristiche principali

Bilancia solleva malati elettronica con display LCD da 1,0 pollici a 5 cifre. Funzioni di Accensione/Spegnimento, Azzeramento/Tara, Hold e calcolo BMI. Dotata di 3 tasti. Giunti cardanici rotanti orizzontalmente (360°). Modulo wireless opzionale. Alimentazione tramite 4 batterie AAA.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	<i>Charder Electronic Co., Ltd</i>
Paese di produzione	<i>Taiwan</i>
Classe di dispositivo	<i>Classe Im</i>
Codice fabbricante	MHS2710
Codice di classificazione CND – EMDN	V0399
Repertorio Dispositivi Medici	3043500

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità (150 / 175 / 200 / 230 / 300 kg)	0 – 300 kg x 0,1 kg
Capacità (400 kg)	0 – 400 kg x 0,2 kg
Precisione	±1,5 e
Classificazione OIML	Classe III
Display	LCD, 5 cifre (1,0 pollici)
Numero di tasti	3
Funzioni chiave	On/Off, Zero/Tara, Hold, BMI; Unità (solo modello non-OIML)

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	4 Batterie AAA
Ambiente operativo	0 °C – +40 °C; 35% – 90% UR; 700 hPa – 1060 hPa
DIMENSIONI	
Dimensioni complessive	122 (L) x 60 (P) x 180 (A) mm
Peso	1,04 kg
ELENCO COMPONENTI	
In dotazione	<i>Manuale d'uso x1</i> <i>Batteria ricaricabile x1</i> <i>Cavo micro-USB x1</i> <i>Adattatore di alimentazione x1</i>