


I dispositivi PAP distribuiti da Moretti Spa sono il supporto notturno ideale per i pazienti. Specifici per il trattamento delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS), diventeranno i tuoi migliori alleati durante la notte.



**Inquadra il QR Code
e accedi all'area riservata
C-PAP e A-PAP di Moretti Spa**



Potrai scaricare i template necessari a scegliere la corretta misura della tua maschera.

1 vers. - 11-2021 ITA - Moretti Service&Consulting

Distribuiti da



MORETTI

Innovazione al servizio del cliente

www.morettispa.com

Seguici su



**C-PAP e A-PAP
terapia del respiro**

Dispositivi di ventilazione
a pressione positiva



KYARA



Terapia del respiro
per apnee notturne.



Cod. **LTK405**

C-PAP

Pressione *continua*

Cod. **LTK410**

A-PAP

Pressione *automatica*



DESIGN MODERNO, compatto
e facile da trasportare.



FUNZIONE FPS che facilita
l'espiazione, per rendere
la terapia più confortevole.



SMART START/STOP
avvio e spegnimento
intelligente grazie alla
funzione che rileva il respiro
del paziente.



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Display LCD retroilluminato
- Funzionamento silenzioso
- Rampa ed umidità regolabili
- Compensazione delle perdite
- Raccolta dei dati su micro SD
- Visualizzazione indice AHI e storico dati
- Pressione terapeutica: 4 - 20 cm H2O
- Software di revisione e gestione dati

DIMENSIONE E PESO

Codici prodotto	L:	P:	H:	kg
LTK405	27,2 cm	18,1 cm	9,3 cm	1,41 Kg
LTK410				



ACCESSORI IN DOTAZIONE

- | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------|
| 1 | Umidificatore | 1 | Tubo flessibile |
| 1 | Micro SD | 2 | Filtri |
| 1 | Borsa per il trasporto | | |

ACCESSORI OPTIONAL

Maschera facciale*



Cod. **LTK450-S**

Taglia S

Cod. **LTK450-M**

Taglia M

Cod. **LTK450-L**

Taglia L

Maschera nasale*



Cod. **LTK451-S**

Taglia S

Cod. **LTK451-M**

Taglia M

Cod. **LTK451-L**

Taglia L

Cuscino per C-PAP



Cod. **ST363**

In Memory Foam



*Accessori necessari al funzionamento dei dispositivi,
da ordinare secondo prescrizione medica.