

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

CM850	Carrozzina elettrica pieghevole MOBILITY 850
-------	--

Destinazione d'uso

Scooter elettrico destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

La carrozzina elettrica MOBILITY 850 è pratica, efficiente e con prestazioni performanti. Telaio in alluminio pieghevole. Ottimo comfort di seduta grazie al sedile imbottito ruotante alto 6cm. Schienale imbottito e tensionabile. Posizione del joystick di guida regolabile in profondità e posizionabile a DX o SX. Tasca portaoggetti posteriore e cintura di sicurezza in dotazione. Braccioli in PU ribaltabili. Ammortizzatori posteriore e anteriore. Pedana poggiapiedi ribaltabile. Ruote in PU piene con parafango. Vano portaoggetti in tessuto. Movimentata con 2 motori brushless da 250W con freno elettromagnetico alimentato da 2 batterie 24V 6Ah al litio estraibili con indicatore di carica. Massima pendenza di sicurezza 8° / 14%. L'efficiente motore permette di raggiungere una velocità di 6 Km/h, per una autonomia di circa 20 Km.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41637
Codice Classificazione CND	Y122127
Numero RDM	2489895
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.21.27.006 - Riconducibile
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.23.06.009 – Riconducibile
Peso Max	150 Kg
Tipologia EN12184:2022	Tipo A
Dimensioni chiusa	L 64 x P 36 x H 77 Cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Telaio	Alluminio
Ruote	Piene in PU
Velocità massima	6 Km/h
Massima pendenza stimata superabile*	8° - 14%

* Il termine **pendenza stimata (rated slope)** è definito nella norma EN12184:2022

** L'autonomia della carrozzina può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria

CARATTERISTICHE PRINCIPALI															
Raggio di sterzata						800 mm									
Superamento ostacolo						40 mm									
Autonomia **						20 Km									
Batterie						2Pz – 24V 6Ah al litio									
Seduta						L 44 x P 45Cm									
Caricabatteria						5A - Esterno – 220V – 50 Hz									
Tempo di ricarica completa						6H									
Elettronica Controller						Brushless – 24V/30A									
Motore						2 x 250W brushless									
Tipo freno						Elettromagnetico									
Trazione						Motori sulle ruote posteriori									
PESO E DIMENSIONI PRODOTTO															
100	80	44	97	72	54 fronte 50 dietro	46	45	57	65	28,5 kg Senza batterie	31 kg Con batterie	32	18	-	150 kg Portata MAX
* Misure in cm															
ACCESSORI OPZIONALI															
CMA870 – Porta bibita in tessuto								CMA873 – Seduta imbottita H 10 Cm							
CMA880 – Supporto controller posteriore regolabile								CMA881 – Supporto controller posteriore fisso							
CMA885 – Poggiatesta regolabile								CMA886 – Pedane elevabili							
CMA887 – Supporto porta telefono								CMA878 – Set estensione braccioli							
CMA872 – Ruotine antiribaltamento															