

CP200
Carrozzina pieghevole DUAL – ARDEA ONE
Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca porta documenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 60 cm) in alluminio a razzi con sgancio rapido, gomme nere in PU senza camera d'aria, ruotini di sicurezza e ruotini antiribaltamento di serie, doppio foro sulla struttura per trasformazione in carrozzina da transito (Kit Optional). Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 3 cm) regolabili in più posizioni, con forcella in alluminio. Braccioli semi-lunghi in PU, elevabili in altezza, ribaltabili ed estraibili. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con poggia piedi in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41622
Codice di classificazione CND – EMDN	Y122106
Repertorio Dispositivi Medici	2389106
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.039
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.03.003






CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	150 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless

VARIANTI	
CP200-38: Seduta 38 Cm	CP200-40: Seduta 40 Cm
CP200-43: Seduta 43 Cm	CP200-45: Seduta 45 Cm
CP200-46: Seduta 46 Cm	CP200-48: Seduta 48 Cm
CP200-50: Seduta 50 Cm	

DIMENSIONI																			
																			
CP200-38																			
CP200-40																			
CP200-43																			
CP200-45	113	81	42	90	72÷80	49	41÷56				45	41	65	29	17,5	60	20	4	150
CP200-46													65,5						
CP200-48													68						
CP200-50													70						

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA100-(40/43/45)	<i>Cuscino Gommapiuma h 5 Cm</i>
CPA110-45	<i>Seduta WC 45 Cm</i>
CAR900	<i>Poggiatesta regolabile</i>
CAR605	<i>Barra antifurto</i>
CPA501	<i>Tavolino 55x32 Cm</i>
CPA506	<i>Tavolino sagomato 58x38 Cm</i>
CPA120V	<i>Pedane elevabili verniciate</i>
CPA120C	<i>Pedane elevabili cromate</i>
CPA151	<i>Bracciolo elevabile</i>
CBR600	<i>Asta da flebo</i>
CPA240	<i>Kit ruote posteriori 30Cm</i>
CPA230	<i>Kit Monoguida</i>