

**CP200**
**Carrozzina pieghevole DUAL – ARDEA ONE**
**Destinazione d'uso**

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

**Caratteristiche principali**

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca porta documenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 60 cm) in alluminio a raggi con sgancio rapido, gomme nere in PU senza camera d'aria, ruotini di sicurezza e ruotini antiribaltamento di serie, doppio foro sulla struttura per trasformazione in carrozzina da transito (Kit Optional). Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 5 cm) regolabili in più posizioni, con forcella in alluminio. Braccioli semi-lunghi in PU, regolabili in altezza e profondità, ribaltabili ed estraibili. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con poggia piedi in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

<b>Fabbricante</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	CINA
<b>Classe di dispositivo</b>	Classe I
<b>Codice di classificazione GMDN</b>	41622
<b>Codice di classificazione CND – EMDN</b>	Y122106
<b>Repertorio Dispositivi Medici</b>	2389106
<b>Codice nomenclatore DM 332/99</b>	12.21.06.039
<b>Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017</b>	12.22.03.003

















**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Peso Max sopportabile</b>	150 Kg
<b>Confezionamento</b>	Polietilene / Scatola di Cartone.

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	Acciaio
<b>Seduta</b>	Nylon testato per la reazione al fuoco EN 1021-1/2
<b>Ruote anteriori</b>	PU
<b>Ruote posteriori</b>	PU Tubeless

VARIANTI	
<b>CP200B-38: Seduta 38 Cm</b>	<b>CP200B-40: Seduta 40 Cm</b>
<b>CP200B-43: Seduta 43 Cm</b>	<b>CP200B-45: Seduta 45 Cm</b>
<b>CP200B-46: Seduta 46 Cm</b>	<b>CP200B-48: Seduta 48 Cm</b>
<b>CP200B-50: Seduta 50 Cm</b>	

DIMENSIONI																
Misure in cm																
CP200B-38										38						56
CP200B-40										40						58
CP200B-43										43						61
CP200B-45	113	81	42	90	72÷80	49	41÷56	45	41	63	29	19,5	60	20	4	150
CP200B-46										46						64
CP200B-48										48						66
CP200B-50										50						68

ACCESSORI OPZIONALI	
<b>CPA100-(40/43/45)</b>	<i>Cuscino Gommapiuma h 5 Cm</i>
<b>CPA110-45</b>	<i>Seduta WC 45 Cm</i>
<b>CAR900</b>	<i>Poggiatesta regolabile</i>
<b>CAR605</b>	<i>Barra antifurto</i>
<b>CPA503</b>	<i>Tavolino 55x32 Cm</i>
<b>CPA509</b>	<i>Tavolino sagomato 58x38 Cm</i>
<b>CPA518</b>	<i>Tavolino sagomato 68x57 Cm solo per seduta 50cm</i>
<b>CPA120V</b>	<i>Pedane elevabili verniciate</i>
<b>CPA120C</b>	<i>Pedane elevabili cromate</i>
<b>CPA600</b>	<i>Asta da flebo</i>
<b>CPA606</b>	<i>Porta bombola ossigeno in tessuto</i>
<b>CPA140-XX</b>	<i>Prolunga schienale universale</i>
<b>CPA240</b>	<i>Kit ruote posteriori 30Cm</i>