

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 15.10.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CR509	Rampa fissa a pedana portatile
-------	--------------------------------

**Destinazione d'uso**

Le rampe sono destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche per le persone con difficoltà motorie.

**Caratteristiche principali**

Le rampe portatili sono indicate per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia dentro che fuori casa, in viaggio o nelle semplici attività giornaliere. Struttura in alluminio ricoperta di materiale antiscivolo, con maniglia per il trasporto.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	30040
Codice di classificazione CND	Y183015
Repertorio dei Dispositivi Medici	2121009
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	18.30.15.006

**CARATTERISTICHE**

Peso Max sopportabile	272 kg
Materiale	Alluminio

**PESO E DIMENSIONI**

Profondità	73 Cm
------------	-------

**VARIANTI**

CR505-1		CR505-3		CR505-3	
Lunghezza	61 Cm	Lunghezza	91 Cm	Lunghezza	122 Cm
Peso	4,8 Kg	Peso	7 Kg	Peso	10 Kg