

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 26.06.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

CS900xx	Carrozzina elettrica ARIES
---------	----------------------------

Destinazione d'uso

Carrozzina elettrica per persone con difficoltà motorie e di deambulazione.

Caratteristiche principali

Costruita in acciaio verniciato. **Schienale reclinabile manualmente**, braccioli regolabili in altezza. **Sedile inclinabile manualmente** in tessuto traspirante, imbottito, nero e blu. Pedane regolabili in lunghezza con estrazione antero - posteriore, cinturino fermapièdi. Portapacchi posteriore. Disponibile con/senza kit luci.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41637
Codice Nomenclatore	12.21.27.006
Codice Classificazione CND	Y122127
Peso Max	160 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Acciaio inox verniciato	Nylon
Poliuretano	

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzionamento	Continuo
Raggio sterzata	110 Cm
Freno	Elettromeccanico

Batterie	2x75 Ah
Caricabatteria	8 A
Trazione	Posteriore
Motore	2 x 420 W – 4600 Giri
Velocità massima	8 Km/h
Pendenza massima superabile	8° / 14%
Ostacoli superabili	5 Cm
Autonomia	Oltre 40 Km
PESO E DIMENSIONI PRODOTTO	
Lunghezza centro ruote	114 Cm
Larghezza massima	66,5 Cm
Altezza massima	101,5 Cm
Ruote anteriori	2 x 23 Cm
Ruote posteriori	2 x 36 Cm
Peso senza batterie	60 Kg
Peso batterie	55 Kg
Seduta	45 Cm
VARIANTI	
CS900B – Blu senza luci	CS900BL – Blu con luci