

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b> |
| Rev. 06 – 26.06.2026                 |                   |

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>IM141</b> | <b>Imbracatura per solleva malati con poggiatesta per toilette</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

**Caratteristiche principali**

Imbracatura per il sostenimento di tutto il corpo inclusa la testa specificatamente disegnata per l'uso in toilette e per operazioni igieniche. Realizzata in Poliestere 100% in tessuto a Rete od in Tela, adatto anche a contatto con l'acqua. Una robusta cinghia spinata orla in modo continuo l'imbracatura e forma ad ogni estremità un occhiello con tre punti di aggancio. Cuciture in filo di Poliestere. Testata secondo la norma EN 10535.

**Immagine del prodotto**




**RIFERIMENTI**

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Fabbricante</b>                       | MORETTI S.P.A.         |
| <b>Paese di produzione</b>               | ITALIA                 |
| <b>Classe di dispositivo</b>             | Classe I               |
| <b>Codice GMDN</b>                       | 40535                  |
| <b>Codice Classificazione EMDN - CND</b> | V0805038002            |
| <b>Repertorio Dispositivi Medici</b>     | 2515097                |
| <b>Norma tecnica di riferimento</b>      | EN 10535 e EN 1021-1/2 |

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Materiale</b>   | 100% Poliestere |
| <b>Portata MAX</b> | 250 Kg          |

MISURE



| Taglia    | A     | B     | C    | D    |
|-----------|-------|-------|------|------|
| <b>S</b>  | 123cm | 88cm  | 22cm | 42cm |
| <b>M</b>  | 130cm | 96cm  | 25cm | 50cm |
| <b>L</b>  | 135cm | 104cm | 29cm | 58cm |
| <b>XL</b> | 140cm | 110cm | 32cm | 66cm |

VARIANTI PRODOTTO

**Tessuto in rete**

IM141S – Small

IM141L – Large

IM141M – Medium

IM141XL – X Large