

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO</b> | Modulo <b>STD</b>    |
|                                      | Rev. 06 – 26.06.2026 |

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>IM150</b> | <b>Imbracatura per solleva malati per pazienti amputati</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------|

**Destinazione d'uso**

Dispositivo per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie

**Caratteristiche principali**

Imbracatura per il sostenimento di tutto il corpo specifica per pazienti con amputazioni mono o bilaterali. Realizzata in Poliestere 100% in tessuto a Rete od in Tela, adatto anche a contatto con l'acqua. Una robusta cinghia spinata orla in modo continuo l'imbracatura e forma ad ogni estremità un occhiello con tre punti di aggancio. Cuciture in filo di Poliestere. Testata secondo la norma EN 10535.

**Immagine del prodotto**




**RIFERIMENTI**

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Fabbricante</b>                       | MORETTI S.P.A.         |
| <b>Paese di produzione</b>               | ITALIA                 |
| <b>Classe di dispositivo</b>             | Classe I               |
| <b>Codice GMDN</b>                       | 40535                  |
| <b>Codice Classificazione EMDN - CND</b> | V0805038002            |
| <b>Repertorio Dispositivi Medici</b>     | 2515097                |
| <b>Norma tecnica di riferimento</b>      | EN 10535 e EN 1021-1/2 |

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Materiale</b>   | 100% Poliestere |
| <b>Portata MAX</b> | 250 Kg          |

| MISURE                                                                             |        |       |                |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------|------|
|  | Taglia | A     | B              | C    | D    |
|                                                                                    | M      | 110cm | 106cm          | 60cm | 32cm |
|                                                                                    | L      | 120cm | 114cm          | 64cm | 40cm |
| VARIANTI PRODOTTO                                                                  |        |       |                |      |      |
| Tessuto in tela                                                                    |        |       |                |      |      |
| IM135M – Medium                                                                    |        |       | IM150L – Large |      |      |