

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 03.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	-------------------

LTK200	Aerosol portatile MESH
--------	------------------------

Destinazione d'uso

Dispositivo per aerosol terapia.

Caratteristiche principali

Apparecchio per aerosolterapia portatile MESH. Compatto, ricaricabile tramite USB-C. Indicatori luminosi di ricarica.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Dongguan Aidisy Machinery& Electronic Equipment Co.,Ltd
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe IIA
Codice fabbricante	MESH-S600C
Codice di classificazione GMDN	35457
Codice di classificazione CND – EMDN	Z12159002
Repertorio Dispositivi Medici	3064449
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	04.03.06.018

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità ampolla	10 ml max
Velocità di nebulizzazione	$\geq 0,25 \text{ ml / min}$
Grandezza particelle	$\geq 65\% \text{ range } 0-5 \mu\text{m}$
Frequenza vibrazione	107kHz +/- 10%
MMAD	3.50 +/- 25% μm
Rumorosità	$\leq 50 \text{ dBA}$

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tempo di ricarica	180 min
Durata batteria	120 min
Cicli massimi	300 ca.
Consumo	2.0 W
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Maschera	PVC
Accessori	Polipropilene
DIMENSIONI	
Dimensioni	50 x 60 x 110h mm
Peso	0,105 Kg
ELENCO COMPONENTI DA MONTARE	
In dotazione	Corpo Macchina Maschera adulto Maschera bambino Boccaglio Cavo USB