

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 03.08.2026	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

LTK215	Aerosol a pistone con vano porta accessori
--------	--

Destinazione d'uso

Dispositivo per aerosol terapia.

Caratteristiche principali

Apparecchio per aerosolterapia compatto a pistone. A flusso continuo.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	Dongguan Aidisy Machinery& Electronic Equipment Co.,Ltd
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe IIA
Codice fabbricante	MCN-S600C
Codice di classificazione GMDN	35457
Codice di classificazione CND – EMDN	Z12159002
Repertorio Dispositivi Medici	3064454
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	04.03.06.018

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	AC 220V 60Hz, 180VA
Funzionamento	30 Minuti ON, 30 Minuti OFF
Capacità ampolla	6 ml max
Velocità di nebulizzazione	$\geq 0,20$ ml / min
Grandezza particelle	$\geq 60\%$ range 0-5 μ m
MMAD	2.80 +/- 25% μ m
Rumorosità	≤ 65 dBA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione operativa	9,5 - 16 PSI / 65,5 - 110 Kpa
Flusso aria	6-10 l/min
Volume residuo	0,8 g
Consumo	0,8 A
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Maschera	PVC
Accessori	Polipropilene
DIMENSIONI	
Dimensioni	205 x 140 x 305h mm
Peso	1,20 Kg
ELENCO COMPONENTI DA MONTARE	
In dotazione	Corpo Macchina Ampolla Maschera adulto Maschera bambino Boccaglio Tubo aria Filtri