

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 03.09.2020	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MP167	Sponde anticaduta per letti
-------	-----------------------------

*Destinazione d'uso*

Sponde per letti per degenza ospedaliera o domiciliare

### Caratteristiche principali

Struttura in alluminio anodizzato, ribaltabile. Tubi telescopici per regolare la lunghezza.

### Immagine prodotto



### RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND	Y181227
Repertorio dei Dispositivi Medici	1444100
Codice nomenclatore DM332/99	18.12.27.103
Codice nomenclatore DPCM 12/01/2017	18.12.27.003

### PESO E DIMENSIONI

Larghezza di ingombro	66 ÷ 71 Cm
Profondità di ingombro	83 ÷ 88 Cm
Altezza da piano rete	55 Cm

### MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio anodizzato
-----------	----------------------