

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 13.03.2023	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MP168	Sponde anticaduta per letti
-------	-----------------------------

Destinazione d'uso

Sponde per letti per degenza ospedaliera o domiciliare

Caratteristiche principali

Struttura in alluminio anodizzato, ribaltabile. Tubi telescopici per regolare la lunghezza.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI SPA
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34868
Codice di classificazione CND – EMDN	V08068001
Repertorio dei Dispositivi Medici	2370385
Codice nomenclatore DM 332/99	18.12.27.103
Codice nomenclatore DPCM 12/01/2017	18.12.27.003

PESO E DIMENSIONI

Larghezza di ingombro	67 ÷ 105 Cm
Profondità di ingombro	83 ÷ 88 Cm
Altezza da piano rete	50 Cm

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio anodizzato
-----------	----------------------