

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

PO403	Poltrona elevabile CHLOE
Destinazione d'uso	
Le poltrone elevabili MOPEDIA sono destinate per la seduta e per il riposo del paziente in ambienti interni	
Caratteristiche principali	
Poltrona elevabile CHLOE, pensata per il relax ed il riposo della persona. Schienale e seduta con imbottitura a densità differenziate, studiati appositamente per mantenere una posizione corretta. Schienale con imbottitura in fiocco 100% poliestere anallergico. Struttura in acciaio verniciato, tessuto tecnico, antimacchia, idrorepellente, antiacaro, antimicrobico, antibatterico e traspirante. Monta due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiatesta separatamente, consentendo così di ottenere più posizioni, da quella adatta per la lettura o la visione della televisione, a quella di rilassamento e/o digestione. La poltrona è dotata della funzione alzain piedi, grazie ad un motore che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo di sollevamento, la persona seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando così la messa in piedi della persona. La funzione vertical lift facilita la seduta/alzata dalla poltrona. Le regolazioni delle varie posizioni dello schienale e del poggiatesta avvengono tramite un pratico telecomando dotato di quattro pulsanti, facile da usare. Schienale a baionetta, 4 piedi in PVC e 2 ruote da transfer nella parte posteriore.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	EXTRA UE
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	10796
Codice di classificazione EMDN – CND	V08020101
Repertorio Dispositivi Medici	2506272

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone
Peso	45 Kg
Numero motori	2
Parti motorizzate	3 – Seduta, Schienale, Poggia gambe
Alimentazione	230V 50/60Hz
Assorbimento	Max 110W W

FUNZIONI DISPONIBILI

Total relax	Posizione TV
Metti in piedi	Vertical Lift di circa 7 cm

MATERIALI PRINCIPALI

Telaio	Acciaio verniciato a polveri e legno
Imbottitura	Fiocco siliconato in poliesteri
Densità schienale	18-22 Kg/m ³
Densità pediera	18 Kg/m ³
Densità seduta	35 Kg/m ³
Densità braccioli	40 Kg/m ³
Tessuto	Poliesteri
Latex Free	SI

VARIANTI

PO403G – Tessuto INCANTO 19 Grigio	PO403R – Tessuto INCANTO 648 Rosa Antico
------------------------------------	--

DIMENSIONI

Codici												
PO403x	50	45	48	70	90	61	110	162	140	7	130	45

(*) tolleranza +/- 1 Cm

ACCESSORI OPZIONALI

POA305	Batteria tampone
POA403X	Kit copri poltrona - copribracciolo