

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 02 – 26.06.2026

PO410	Poltrona elevabile AGAVE con roller 4 ruote 50mm
Destinazione d'uso	
Le poltrone elevabili MOPEDIA sono destinate per la seduta e per il riposo del paziente in ambienti interni	
Caratteristiche principali	
Poltrona elevabile AGAVE, pensata per il relax ed il riposo della persona. Schienale e seduta con imbottitura a densità differenziate, studiati appositamente per mantenere una posizione corretta. Struttura in acciaio verniciato, tessuto tecnico, antimacchia, idrorepellente, antiacaro, antimicrobico, antibatterico e traspirante. Monta due motori indipendenti che consentono di inclinare lo schienale e il poggiatesta separatamente, consentendo così di ottenere più posizioni, da quella adatta per la lettura o la visione della televisione, a quella di rilassamento e/o digestione. La poltrona è inoltre dotata della funzione alzain piedi, grazie ad un motore che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo di sollevamento, la persona seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando così la messa in piedi della persona. Le regolazioni delle varie posizioni dello schienale e del poggiatesta avvengono tramite un pratico telecomando dotato di quattro pulsanti, facile da usare. Completa di roller system con 4 ruote da 50mm e 4 piedi in PVC.	
Immagine prodotto	
	
RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	EXTRA UE
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	10796
Codice di classificazione EMDN – CND	V08020101
Repertorio Dispositivi Medici	2506282

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 Kg
Confezionamento	Scatola di Cartone.
Peso	55 Kg
Numero motori	2
Parti motorizzate	3 – Seduta, Schienale, Poggia gambe
Alimentazione	230V 50/60Hz
Assorbimento	Max 110W W

MATERIALI PRINCIPALI

Telaio	Acciaio verniciato a polveri e legno
Imbottitura	Poliuretano
Densità schienale	18-22 Kg/m ³
Densità pediera	18 Kg/m ³
Densità seduta	35 Kg/m ³
Densità braccioli	40 Kg/m ³
Tessuto	Poliestere
Latex Free	SI

FUNZIONI DISPONIBILI

Total relax	Posizione TV
Metti in piedi	

VARIANTI

PO410B – Tessuto LUX 28 Blu	PO410R – Tessuto LUX 14 Rossa
PO410S – Tessuto LUX 03 Sabbia	

DIMENSIONI

Codici												
PO410x	52	48	49	66	90	61	105	160	150	-	130	55

(*) tolleranza +/- 1 Cm

ACCESSORI OPZIONALI

POA305	Batteria tampone
POA407x	Kit copri poltrona - copribracciolo