

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev.01 – 19.04.2016	Modulo STD
-------------------------------	---------------------	------------

RA52x	Reservoir per rianimazione con valvola - Monouso
-------	--

<i>Destinazione d'uso</i>	
Reservoir per palloni per rianimazione manuale	

Caratteristiche principali

Reservoir per rianimazione realizzati in PVC. Monouso.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	HEADSTAR MEDICAL PRODUCTS CO. LTD.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo 93/42	Classe IIA
Codice di classificazione GMDN	34877
Codice di classificazione CND	R9099

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure disponibili	2
Lattice / Ftalati	Assenti

MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO
--

Composizione	PVC
--------------	-----

VARIANTI

RA520	2700 ml
RA523	900 ml